

ENJEKSİYON FLASTERİ

INJECTION PLASTER

TEKNİK ÖZELLİKLER

İçerik : Polietilen taşıyıcı
Ortasındaki pedi Polipropilen, viscose-rayon
Tampon Ağırlığı : En az 34 g/m²
Su Buharı Geçirgenliği : En az 500 g/m²
TS 3957 e uygundur
Raf Ömrü : 2 yıldır

TECHNICAL PROPERTIES

Contain : Polyethylene taşıyıcı
The material in the middle is Polypropylene, viscose rayon
Tampon Weight : Min 34 g/m²
Water Steam Permeability : Min 500 g/m²
It is proper to TS 3957
Shelf Lifetime : 2 years

EBAT / SIZES	KOLİ İÇİ (Adet) / BOX IN (pcs)	KOLİ İÇİ (Adet) / CARTON IN (Pcs)	KOLİ EBATLARI (cm) / CARTON SIZES (cm)
ø22	100	10000	33 x 29 x 27